


Miroir orthopedique mobile

gymna

Art: 100139



Informations sur le produit

Un miroir orthopédique est utilisé pour le diagnostic de posture, la correction de posture et la thérapie par le miroir.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- miroir en verre poli avec division en compartiments.
- quadrillage de 5 x 5 cm.
- monté dans un cadre métallique fixe, de couleur blanche.
- équipé de roulettes pivotantes.
- Dimensions du miroir : 170 x 100 cm.
- dimensions avec cadre : 187 x 115 x 67,5 cm.
- poids : 43 kg.
- conforme à la directive médicale MDR 2017/745.