

Toorx ERX 3500 vélo elliptique

gymna

Art: 581354 | Marque: TOORX



Informations sur le produit

Le **Toorx ERX 3500** est un **cross trainer semi-professionnel** avec système de freinage magnétique à induction, appartenant à la ligne Chrono - le produit phare de Toorx. Avec une roue d'inertie de 20 kg, une longueur de foulée de 51 cm et 32 niveaux de résistance, cette machine offre des mouvements fluides et silencieux adaptés à une utilisation dans un cabinet, mais tout aussi bien à la maison ou dans une salle de sport d'entreprise.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Vélo elliptique à **entraînement frontal** avec système de freinage magnétique à induction - **silencieux, nécessitant peu d'entretien et durable.**
- **32 niveaux de résistance** réglables électroniquement.
- **Roue d'inertie : 20 kg** pour des mouvements exceptionnellement doux.
- Longueur de la foulée : 51 cm.
- **24 programmes d'entraînement:** manuel, 12 programmes prédéfinis, récupération, course, 4 programmes utilisateur et 4x HRC (fréquence cardiaque contrôlée).
- **Ecran LCD inclinable** avec rétroéclairage blanc et support pour smartphone.
- Fonctions d'affichage : distance, temps, calories, fréquence cardiaque, vitesse et tours/minute.
- **Mesure de la fréquence cardiaque** via des capteurs de contact (poignées) ou une ceinture thoracique externe (en option).
- **Système Bluetooth** intégré - compatible avec iConsole+ et Kinomap (applications non incluses)
- **Pédales XXL** réglables en 3 positions pour une position d'entraînement optimale.
- **Roues de transport** pour un déplacement facile.

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 176 x 700 x 173 cm
- Poids : 89 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 160 kg
- Certification : CE-ROHS-EN957 - classe S (Studio)