

Clinell lingettes désinfectantes surfaces médicales - ***gymna***

sans alcool - clip mini pack (50 pc)

Art: 9206195 | Marque: [CLINELL](#)



Informations sur le produit

Les lingettes Clinell Universal sont **sans alcool** et destinées à **la désinfection et le nettoyage de surfaces et matériaux médicaux non invasifs**.

SPECIFICATIONS

- CONVIENNENT POUR LA DESINFECTION DES COUSSINS DES TABLES GYMNA ET DES TABLES D'EXAMEN BARTHEL'S. Action bactéricide, virucide, fongicide et tuberculocide prouvée: Efficacité contre le SARM, Acinetobacter, les ERV, Klebsiella, Pseudomonas, le bacille de Koch, le norovirus et les virus de l'hépatite B et C, entre autres.
- Action multiple: Agissent à la fois comme désinfectant et détergent, rendant ainsi superflue l'utilisation de plusieurs sortes de lingettes et de produits de nettoyage.

AVANTAGES

- Pas de dégâts des surfaces ou du matériel: Idéales pour une utilisation sur des matelas et sûres à l'usage sur la plupart des types de caoutchouc, de plastique et de métal.
- Hypoallergéniques et testées dermatologiquement: Après un usage fréquent, les mains ne sont pas rugueuses ni sèches.
- Simples et fiables : pas d'erreurs de dilution car les lingettes prédosées délivrent toujours la concentration correcte, ce qui prévient les erreurs possibles lors du mélange de solutions désinfectantes.
- Avec clip, les lingettes peuvent être suspendues et sont toujours à portée de main.

RECOMMANDATION

- Il est conseillé de conserver les lingettes Clinell Universal sur leurs côtés (suspendus) afin que la répartition de l'humidité des lingettes reste optimale.