

Housse désinfectable - universelle - table de massage - avec ouverture-nez - PU – granite

gymna

Art: 576770



Informations sur le produit

Housse désinfectable universelle pour toute tables Gymna (p. ex. Classic, G2, Advanced, Luxe) de largeur standard (sauf gymna.PRO, Bobath et tables tilting).

- matériel : polyuréthane, 180 g/m² - extrêmement durable et plus résistant que les variantes plus légères (rayures ou dommages causés par ceintures, montres, chaussures, ...)
- avec ouverture pour le nez.
- protège l'ensemble des coussins, extrêmement hygiénique
- **désinfectable avec tous les désinfectants courants, y compris l'alcool**
- lavable et avable en machine à 90°C, marge de rétrécissement env. 2 %
- antibactérienne, antiallergique et ignifuge
- bon ajustage - légèrement bi-élastique (! ne s'ajuste pas comme un tissu éponge extensible ! nous vous conseillons l'emploi de clips de fixation – art. 105340)
- convient pour un usage fréquent : env. 100 lavages.
- 100% made in Belgium
- couleur granite (gris foncé)