

# Bandage de poignet Push Sports M Gauche

***gymna***

Art: 241112 | Marque: **PUSH SPORTS**



## Informations sur le produit

Le Bandage de Poignet Push Sports convient parfaitement en cas de douleur persistante ou de légère instabilité du poignet. Les baleines du bandage limitent la flexion et l'extension du poignet d'une manière inhibitrice, donnant à l'utilisateur une sensation agréable tout en rendant la pratique du sport tout à fait possible. La bande élastique sert à régler le niveau de la compression, tout en apportant une sensation de protection. Grâce au matériau confortable qui sèche rapidement et au design fin, le Bandage de Poignet Push Sports adhère bien à la peau et s'ajuste parfaitement. **INDICATIONS**

- Pour prévenir le surmenage récurrent au niveau de l'articulation du poignet
  - En cas de surmenage au niveau de l'articulation du poignet
  - En cas de douleur au niveau de l'articulation du poignet
  - En cas de mobilité élevée ou d'instabilité au niveau de l'articulation du poignet
- 
- + Offre un bon soutien en cas de douleurs persistantes ou d'instabilité légère du poignet.
  - + Offre une pression confortable autour du poignet
  - + Limite la flexion et l'étirement du poignet
  - + Maintient la paume de la main libre pour une bonne prise en main
  - + Facile et rapide à appliquer d'une seule main
- 
- Pas d'immobilisation de l'articulation du poignet