

Extension Blackroll Compression Boots 2.0 - small - ***gymna***

2 pièces

Art: 577094 | Marque: [BLACKROLL](#)



Informations sur le produit

L'extension parfaite pour un ajustement optimal.

La paire d'extension est spécialement conçue pour compléter les bottes de compression 2.0 et augmente la circonférence de la cuisse jusqu'à +7 cm. Idéale pour les patients dont la cuisse est légèrement plus large ou pour ceux qui se trouvent entre deux tailles.

L'extension est compatible avec les bottes de compression 2.0 de tailles S et M. Grâce à la fermeture éclair verte robuste et facile à attacher, la paire d'extension s'intègre parfaitement aux bottes existantes. Le matériau léger et durable s'harmonise parfaitement avec les bottes d'origine et reste confortable même pendant les séances de récupération ou de régénération plus longues.

Caractéristiques principales:

- **Compatible avec les bottes de compression 2.0 (tailles S et M)**
- Augmente la circonférence de la cuisse jusqu'à +7 cm
- Fixation facile grâce à la fermeture éclair verte
- Matériau durable, léger et confortable