

DAE / AED défibrillateur Heartsine Samaritan PAD ***gymna***

350P - version NL

Art: 9123741 | Marque: [HEARTSINE](#)



Informations sur le produit

Le HEARTSINE PAD 350P AED / DEA est **un défibrillateur semi-automatique** qui fournit **des instructions vocales et visuelles**. Les instructions sont **adaptées au rythme du sauveteur**. Le Heartsine Pad 350P est l'un des AED / DEA les plus vendus au monde. **Ceci est une version en NL, pour la version en FRANÇAIS : voir art. 9223741.** DES INSTRUCTIONS VOCALES ET VISUELLES

- **le support de réanimation** du Heartsine Pad 350P AED / DEA est excellent.
- s'utilise parfaitement dans les environnements bruyants.

FACILE À UTILISER

- unique système PadPak, les électrodes et les piles se trouvent dans une seule cassette.
 - durée de vie de la cassette : 4 ans.
 - aussi disponible en PadPak pour enfants (art.9128741).
- métronome pour **un rythme efficace** de la compression de la poitrine.
- **augmentation du niveau d'énergie**, premier choc 150J, deuxième 150J et troisième 200J (adultes).

PRÊT À L'EMPLOI

- autotest automatique hebdomadaire, toujours prêt à l'emploi.
- résistance maximale à l'eau et à la poussière.
- léger et compact, **seulement 1,1 kg**, facile à transporter avec **le sac de transport livré**.

Le défibrillateur HEARTSINE PAD 350P AED / DEA est **approuvé par la FDA. PRODUIT EUROPÉEN AVEC 8 ANS DE GARANTIE !**