

sans toucher + charge - 946 ml - blanc

Art: 503734 | Marque: [GERMSTAR](#)



Informations sur le produit

'Touchless' (sans toucher) hygiène des mains. Désinfecte vos mains sans eau, savon ni serviette. **Très large spectre d'action : virus, bactéries, mycoses, ...** Le distributeur permet un dosage précis, sans même devoir le toucher, par le biais d'un œil électronique.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Solution autoséchante à base d'alcool isopropylique, sans additifs chimiques.
- Elimine 99,9% des germes et des bactéries, alcool 70%.
- Les produits naturels de soins de la peau qui sont ajoutés à Germstar protègent et rétablissent l'humidité dermique.
- Les mains restent douces et ne sèchent pas.
- Le contenu permet de désinfecter vos mains environ 900 fois.
- Fonctionne sur piles (fournies).

INCLUS:

- Germstar désinfectant mains 70% (charge)
- Distributeur sans toucher Germstar (boule)
- Accessoires pour montage mural (support de table NON inclus)
- 4 piles

DISPONIBLE SÉPARÉMENT:

- Support de table (option)
- Recharge de liquide désinfectant 70%