## **BH Banc multiposition - noir**

Art: 564281 | Marque: BH





## Informations sur le produit

Ce banc d'entraînement vous permet d'effectuer des exercices de musculation dans différentes positions, soit avec des haltères libres ou des haltères, soit en combinaison avec un multipresse, un demi-rack, ....

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- coussin dorsal : réglable de 0° à 90° en plusieurs fois
- siège : réglable en hauteur
- les boutons de réglage sont de couleur jaune clair contrastante
- équipé d'un point d'accroche pour les bandes élastiques de résistance, par exemple

## **Spécifications**

• dimensions: 121,2 x 75 x 46,5 cm

• poids: 37 kg

• couleur châssis: noir, couleur coussins: gris foncé