


Powerweb Combo - rouge + bleu - moyen + super fort

gymna

Art: 531030 | Marque: MOVES

45,00 € ~~50,00-€~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Un outil d'exercices pour le doigt, la main, le poignet et l'avant-bras. Le Power-Web Combo offre 2 résistances en 1. Diamètre : 36 cm, poids: 450 gr APPLICATIONS POSSIBLES AVEC LE POWER-WEB

- Permet de faire chaque mouvement: p.ex. flexion, extension, opposition, pronation, supination, ...
- Exercices des deux mains en même temps aussi qu'un seul doigt séparément.
- La résistance peut être adaptée en changeant la position de la main.
- Approprié pour chaque taille et niveau de force des mains.