MoVeS mini loop - jaune - léger - 30 x 2,5 cm

Art: 529160 | Marque: MOVES





Informations sur le produit

Le MoVeS mini loop est livrable en 4 résistances différentes.

Les 'boucles' - en latex naturel - sont extra solides et d'une élasticité exceptionnelle.

- applications : stretching et renforcement de différents groupes musculaires.
- la longueur est toujours de 30 cm
- la largeur est toujours de 2,5 cm

COULEURS DES RÉSISTANCES

• jaune: léger

• rouge: medium

• vert: fort

• bleu: très fort