

Stéthoscope EKO CORE 500 - digital

gymna

Art: 589999



Informations sur le produit

Stéthoscope numérique EKO CORE 500 avec ECG

Le **EKO CORE 500** est un stéthoscope numérique avancé qui **combine une auscultation de haute qualité avec une mesure ECG intégrée**. Cela fait du CORE 500 un outil clinique puissant pour les professionnels de santé qui veulent aller au-delà de l'écoute.

En plus de l'auscultation numérique du cœur et des poumons, le CORE 500 est doté d'une **fonction ECG intégrée à 3 canaux**, qui te permet d'effectuer un enregistrement ECG en quelques secondes. En combinaison avec l'appli EKO, les sons cardiaques et les données ECG peuvent être affichés, stockés et partagés simultanément.

Grâce à l'amplification du son jusqu'à **40x** et à la réduction active du bruit, le CORE 500 offre une image sonore exceptionnellement claire, même dans les environnements difficiles. Le stéthoscope peut être utilisé à la fois de **manière acoustique et numérique**.

Application

Idéal pour les médecins généralistes, les cardiologues et les autres professionnels de santé qui souhaitent améliorer leur évaluation clinique grâce à l'**auscultation numérique et au dépistage rapide de l'ECG**, aussi bien au cabinet que lors des consultations mobiles.

Abonnement Eko+

Le EKO Core 500 peut être utilisé avec les fonctionnalités standard gratuites, mais pour une analyse et une gestion avancées, un **abonnement Eko+** est disponible.

Avec l'abonnement **Eko+**, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires dans l'application Eko, telles que **l'enregistrement et la lecture des auscultations**, la **détection assistée par IA des souffles cardiaques et de la fibrillation auriculaire (AFib)**, ainsi que le **partage de rapports PDF**.

L'abonnement donne également accès à un **tableau de bord web** permettant de gérer et consulter facilement les examens.

Lors de l'activation de l'application, vous bénéficiez d'abord d'une période d'essai gratuite de 14 jours. Ensuite, l'abonnement est facturé **129,99 € par an**. Sans abonnement, les fonctionnalités de base restent disponibles, comme **la visualisation en direct des sons cardiaques et du tracé ECG ainsi que l'écoute sans fil**.

Spécifications

- Stéthoscope numérique avec fonction ECG intégrée (3 canaux)
- Lecture simultanée de l'ECG et des bruits du cœur
- Amplification du son jusqu'à 40x
- Suppression active du bruit
- Connectivité Bluetooth avec l'appli EKO Enregistrement, visualisation et stockage sécurisé des données.
- Batterie rechargeable via USB