

gymna.GO D1, commande à pied - Slate

gymna

Art: 164112SLA | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

gymna.GO : Basically perfect !

Choisir **une table gymna.GO modèle D1**, c'est choisir **une table basique à 2 plans pour vos traitements ou examens**.

Une table basique, oui, **mais une table Gymna !** Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes.

Multifonctionnelle, elle peut être utilisée comme table d'examen, table de plâtre, table de massage, table de relaxation, ...

VOUS CHOISISSEZ LES OPTIONS ET LA COULEUR - configurez votre propre table ci-contre.

- avec ou sans possibilité d'inclinaison (pli) du dossier en extension (modèle D1e).
- avec ou sans **ouverture visage standard en forme de poire**.
- avec ou sans **le coussin facial hygiénique ERGOMAX**.
- choix de **15 couleurs**.
- réglage haut/bas **électrique ou hydraulique**.
- châssis avec ou sans **roulettes**.

NOMBRE DE PLANS GYMNA.GO MODÈLE D1

- avec le modèle D1, vous choisissez pour **2 plans de couchage : un long dossier réglable et un repose-jambes fixe**.
- le LONG DOSSIER est **réglable en position presque verticale** grâce à un vérin pneumatique de haute qualité.
- ce dossier est **un soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient** pendant les traitements ou les examens en position assise.
- vérin pneumatique : **pousse activement le coussin vers le haut**, ce qui facilite votre travail; silencieux, fiable et freiné, donc pas de réglages soudains et désagréables.

- manettes positionnées intuitivement avec des poignées souples, toujours à portée de main et partout où vous les attendez.

OPTION INCLINAISON DU DOSSIER EN EXTENSION - modèle D1e

- le châssis est adapté pour que le LONG DOSSIER puisse également **s'incliner négativement** (pli) jusqu'à -15 °.

COUSSINS GYMNA.GO - souples et confortables.

- le rembourrage relativement doux des coussins 'linéaires' assure **une sensation agréable de couchage et d'assise pour votre patient.**
- le rembourrage - spécialement destiné à un usage intensif - a une épaisseur de 40 mm et une densité de 40 kg/m³.

REVÊTEMENT DES COUSSINS TYPE 'CLASSIQUE' - simili cuir de haute qualité.

- le simili cuir **en PVC** de type 'classique' est sans phtalate, résistant à l'usure, biocompatible et ignifuge.
- le nettoyage et la désinfection sont possibles avec des produits recommandés par Gymna.
- un choix de pas moins de **15 couleurs**, du classique et intemporel au vif et joyeux.

OPTION OUVERTURE VISAGE STANDARD EN FORME DE POIRE

- **excellente relaxation du patient en décubitus ventral.**
- répartition uniforme de la pression sur le visage.
- les yeux et la bouche de votre patient restent libres.
- avec coussin d'obturation.

OPTION OUVERTURE VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture faciale **en forme de cœur** avec coussin d'obturation et coussin Ergomax.
- beaucoup d'espace pour les yeux et la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans couture, imperméable, lavable et désinfectable avec les désinfectants courants.**
- Ergomax est amovible et peut être **utilisé des deux côtés**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

GYMNA.GO CHÂSSIS

- cadre **en acier** solide, robuste et très fiable, aux formes arrondies.
- **robot-soudé** et fini avec **un revêtement en poudre blanc semi-mat**, solide et durable.
- pieds munis de capuchons **antidérapants**, aucun déplacement indésirable de votre table.
- distance entre le sol et le châssis : environ 15 cm, soit **un espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-personne** (SAUF en cas d'utilisation du i-Control).

OPTION I-CONTROL RÉGLAGE EN HAUTEUR - réglage électrique haut/bas intelligent

- où que vous vous trouviez autour de votre table de traitement / table d'examen, avec i-Control, **un seul mouvement de pied suffit pour régler la hauteur** de votre table GO.
- i-Control vous permet de déterminer avec précision la hauteur de traitement optimale grâce à deux modes de réglage.
- un **mode continu** pour un déplacement haut / bas continu.
- un **mode start-stop** pour de petits ajustements pulsés de 1 à 2 cm (surtout utile en kinésithérapie).
- réglage en hauteur : environ 50-100 cm, facile pour votre patient, ergonomique pour votre dos.

- capacité de levage maximale : 200 kg.
- moteur électrique : 6000 N.

OPTION INTERRUPTEUR À PIED RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas avec un interrupteur à pied électrique.

OPTION POMPE À PIED HYDRAULIQUE RÉGLAGE EN HAUTEUR

- réglage haut/bas **indépendant de l'alimentation électrique** par une pression répétée sur la pédale.
- réglage de la hauteur : environ 52-99 cm.
- pompe hydraulique : 10.000 N.

OPTION ROULETTES

- **4 roulettes** pivotantes pour faciliter le déplacement de votre table, par exemple pour le nettoyage.
- 2 systèmes distincts de levage des roulettes, 1 à l'extrémité avant et 1 à l'extrémité arrière du châssis.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 205 x 67 cm
- Poids :
 - D1 : 78 kg
 - D1e : 77 kg
- Réglage en hauteur : 50 - 100 cm électrique, 52 - 99 cm hydraulique
- Capacité de levage : max. 200 kg