

Litegait LG900, incl. Freedome, BiSym, 2 harnais, Q- **gymna**

straps, basis 86 cm, Adultes

Art: 506950 | Marque: [LITEGAIT](#)



Informations sur le produit

LiteGait est une série d'appareils de rééducation de la marche qui utilisent le principe du 'Partial Weight Bearing' (PWB). Le type LG900 est un modèle pour adultes jusqu'à 225 kg. La colonne de levage est suffisamment haute pour soutenir même vos plus gros patients dans leur de rééducation. Votre patient se trouve dans une situation extrêmement sûre et est correctement pris en charge. Grâce à la conception unique du LiteGait - avec des points de fixation fixes au-dessus de chaque épaule et 4 ceintures réglables - la posture du patient peut être parfaitement contrôlée et ajustée. Le LiteGait peut être utilisé pour la rééducation de la marche au sol ainsi qu'en combinaison avec un tapis roulant. La coordination et l'équilibre du patient s'améliorent visiblement. Le LiteGait offre une thérapie plus importante et de meilleure qualité à votre patient, tandis que le thérapeute est grandement soulagé. Il est pour ainsi dire le confrère thérapeute souvent nécessaire mais rarement disponible. LiteGait permet au thérapeute :

- d'amener le patient dans une position biomécaniquement correcte qui permet la rééducation de la marche.
- de porter une partie du poids du corps du patient afin que celui-ci puisse commencer la rééducation de la marche à un stade précoce.
- d'observer et analyser à distance.
- d'aider le patient, faciliter là où c'est vraiment nécessaire.
- de Faire de l'exercice en toute sécurité à la limite du patient afin de progresser de manière optimale.
- de lancer, d'attraper, de donner des coups de pied, etc. de manière sûre.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 1 point de fixation fixe au-dessus de chaque épaule (pas de trapèze ni de système de cintre avec 1 corde).

- la posture du patient est contrôlée et ajustée avec 4 ceintures réglables: contrôle de la posture antérieure / postérieure, latérale et rotation.
- la fourche peut être ajustée de manière flexible:
 - cela permet le mouvement vertical du centre de gravité du corps.
 - ça stimule une démarche naturelle.
 - le patient peut découvrir et améliorer ses propres capacités sans risque de chute.
- Mécanisme pivotant intégré:
 - Permet au patient de tourner autour de son axe en toute sécurité.
 - Peut être bloqué ou libéré dans n'importe quel coin.
 - Exercice de rotation sur place
 - Degré de liberté supplémentaire que le patient doit contrôler.
 - Orientation du patient vers l'espace "libre". .
- système de levage:
 - réglage très précis de la hauteur, y compris le degré d'allègement du poids.
- Système Biofeedback tablette BiSymt:
 - Montre le degré d'allègement du poids par le LiteGait .
 - Feedback pour patient et thérapeute.
 - Différentes possibilités de feedback.
 - Définir des cibles ou des limites.
- poignées réglables en hauteur et en angle.
- base stable et mobile:
 - facile à utiliser sur un tapis roulant et au sol.
 - roues avec blocage unidirectionnel, pour que le patient n'ait pas à se diriger.
- possibilité d'utiliser d'autres dispositifs en combinaison, par exemple. : trampoline, planche d'équilibre, ballon d'exercice, toupie d'exercice, ...

Pour répondre aux besoins du plus grand nombre de patients possible, la série LiteGait et sa gamme d'accessoires est très élargies.

- Les appareils LiteGait vont des modèles pédiatriques, des modèles juniors aux modèles pour patients très grands et lourds..

Nos spécialistes produits se feront un plaisir de vous conseiller. Ils travailleront avec vous pour déterminer quelle version de la série LiteGait et quels accessoires sont les plus adaptés aux applications dont vous avez besoin.