

Kwell Iron Bench PRO - banc d'entraînement en métal - sans accessoires

gymna

Art: 579222 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Le Kwell Iron Bench Pro réunit la fonctionnalité, le design et des solutions de rangement intelligentes dans un seul équipement d'entraînement. C'est un banc d'entraînement multifonctionnel, solide, pratique et unique.

DESIGN FONCTIONNEL

- le dossier est réglable sur 5 positions différentes, de plat à 90°
- surface de couchage douce mais ferme pour plus de confort tous les exercices comme avec un banc d'exercice classique sont possibles : travail avec des poids libres, des bandes élastiques, des redressements assis, ...
- grâce à son poids important, ce banc est sûr et stable et peut également être utilisé pour des exercices de saut, de pliométrie, de step-up, d'entraînement fonctionnel, ...
- entièrement conçu et fabriqué avec des matériaux pour un usage professionnel et intensif
- équipé de points d'ancrage stratégiques pour les bandes de résistance élastiques ou les cordes équipé de roues pour faciliter le déplacement du banc

Spécifications

- Dimensions (LxLxH) : 137 x 40 x 46 cm
- Poids : 80 kg
- matériau : acier peint par poudrage, rembourrage à cellules fermées, antidérapant et antibactérien

- les articles figurant sur les photos ne sont pas inclus

Attention : Le support supérieur pour haltères est conçu uniquement pour des poids de 1 à 3 kg.