

Toorx Professional Leg curl/Leg extension - dual function

gymna

Art: 581422 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Leg Curl / Leg Extension** offre deux variantes d'exercices dans une seule machine : isolation des ischio-jambiers (leg curl) et des quadriceps (leg extension). Cette machine à double fonction est idéale pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinesthésie et les studios de PT. Son encombrement réduit et sa multifonctionnalité rendent cette machine particulièrement adaptée aux espaces limités.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **Double fonction:** Extension et flexion des jambes en un seul appareil
- **Possibilités de réglage:** fixation des cuisses/poignées 5 positions, dossier en 8 positions, rouleaux et levier pour les jambes en 7 positions.
- **Conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces
- **Construction robuste:** cadre ovale en tube d'acier (50 × 100 mm, 3 mm d'épaisseur) avec double revêtement en poudre
- **Poids:** Poids en acier de 90 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **Système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg
- **Sellerie confortable:** mousse haute densité avec rembourrage en PU, forme anatomique
- **Normes de sécurité:** conforme aux normes EN20957-1 / EN957-2 classe S

Montage : niveau 1

- + double fonction : 2 appareils en 1
- + faible poids de départ de 5 kg
- poids de la pile : max. 90 kg

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 149,9 x 132,6 x 202,4 cm
- Poids : 252 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Pile de poids : 90 kg, poids de départ 5 kg