

Blackroll boucle textile - 30 cm - extra fort - bleu

gymna

Art: 577149 | Marque: [BLACKROLL](#)



Informations sur le produit

Sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent la **BOUCLE BLACKROLL EN TEXTILE**.

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

HYGIÉNIQUE

- lavable à 60°.

COMFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.
- matériau doux.

POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- disponible en cinq résistances.
 - jaune/extra léger
 - orange/léger
 - rouge/medium
 - vert/fort
 - bleu/extra fort
 - noir/max fort
- set: 6 résistances: jaune/orange/rouge/vert/bleu/noir
- dimensions : 30 x 6 cm.

ENTRETIEN

- lavable (en machine) à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec.
- éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.