

Strapit Flexit High Performance Bandage - 7,5 cm x **gymna**

5,5 m - blanc - 16 pièces

Art: 586450



Informations sur le produit

Le bandage cohésif le plus solide du marché - pour un usage professionnel

Le **bandage cohésif haute performance Professional Flexitest** conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un maximum de soutien, de durabilité et d'efficacité. Avec une **résistance à la traction de plus de 20 kg - deux fois plus forte** que la plupart des autres marques - ce bandage offre une stabilité inégalée pour les articulations et les structures fragiles.

Utilise ce bandage comme **sous-couche rapide sous le ruban adhésif sportif** ou bien **seul** pour un soutien immédiat. Grâce à sa **technologie imperméable**, il reste parfaitement en place pendant des jours, même dans des conditions extrêmes.

Pourquoi choisir Professional Flexit ?

- **Extrêmement solide** - plus de **20 kg de résistance à la traction**, soit deux fois plus que les alternatives courantes
- **Imperméable** - Tenue fiable et durable, même en cas de transpiration ou de contact avec l'humidité
- **Gain de temps** - pas besoin d'emballage préalable ou d'adhésifs supplémentaires
- **Technologie Easyrip** - facile à déchirer à la main, pas besoin de ciseaux

- **Conçu pour les professionnels** - le choix idéal pour les physiothérapeutes, les infirmières sportives et les thérapeutes

!! Remarque: contient du latex de caoutchouc naturel - ne convient pas aux personnes allergiques au latex.

Que tu travailles en cabinet, sur le terrain ou dans un centre médical sportif, avec **Professional Flexit**, tu choisis la sécurité, la rapidité et la meilleure qualité.