

function

Art: 581418 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Lat machine / Pulley** offre deux variantes d'exercices en un seul appareil professionnel : mouvements de traction verticaux et horizontaux pour mm. Latissimus dorsi, mm. Biceps brachii, mm. Rhomboidei, mm. Trapezius et Deltoideus. Cet appareil à double fonction est idéal pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinesthésie et les studios de PT. Grâce à son encombrement réduit et à sa multifonctionnalité, cette machine est particulièrement adaptée aux salles dont l'espace est limité

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **double fonction:** à la fois le tirage latéral et horizontal en un seul appareil.
- **options de réglage:** coussinets pour la fixation des cuisses réglables sur 5 niveaux.
- **conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces.
- **construction robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (50 × 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre très résistant** pour une meilleure résistance aux rayures.
- **pile de poids:** poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable:** siège et coussins en mousse haute densité avec revêtement PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1 / EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x l x h) : 198,5 x 147,5 x 224,7 cm
- Poids 247 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Empilement de poids : 100 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg