

BH Inertia vélo ergomètre assis - LED

gymna

Art: 565011 | Marque: BH



Informations sur le produit

Vélo ergomètre assis stable et ergonomique à enjambée basse, adapté à un usage professionnel et domestique. Le support lombaire en matériau respirant offre une sécurité et un confort supplémentaire aux personnes ayant un équilibre assis limité, des problèmes de dos, ... L'écran LED rend l'entraînement clair : suivez la progression de l'entraînement, recevez des instructions et restez informé de la vitesse, du temps, de la distance, des calories, de la puissance et de la fréquence cardiaque. L'entraînement n'a jamais été aussi fluide et contrôlé !

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- L'entrée basse et la structure ouverte rendent le vélo facile d'accès.
- Support dorsal ergonomique en matériau respirant.
- Le cadre renforcé offre une stabilité supplémentaire.
- Nouveau design: ergonomique, attrayant et élégant, avec un éclairage LED sur le volant d'inertie.
- Résistance électromagnétique et autogénérée jusqu'à 500 watts (sans alimentation secteur)
- 25 niveaux de résistance.
- Mesure de la fréquence cardiaque via les poignées ou via la ceinture thoracique (non fournie)
- Boutons de commande sur les poignées afin que l'utilisateur n'ait pas à changer de position pour régler les paramètres.
- Support pour tablette sous l'écran.
- Porte-bouteille et porte-accessoires pour ranger par exemple les clés, le téléphone, ..
- Poignée en forme de U et poignées des deux côtés du siège pour une bonne prise en main dans de multiples positions.
- Pédales auto-ajustables avec sangles de pied réglables.
- Selle ergonomique et réglable horizontalement.
- 4 pieds réglables pour mettre à niveau tout type de surface
- 2 roues de transport pour un déplacement rapide et facile de l'appareil
- Affichage: Écran LED:

- Affichage graphique de la progression de l'entraînement.
- Affichage alphanumérique des instructions avant et pendant l'entraînement.
- Programmes : 1 programme manuel, 8 programmes pré réglés (profils) avec 4 niveaux de résistance, 1 programme utilisateur personnalisable, programme de test, programme contrôlé par la fréquence cardiaque, test de condition physique.
- Paramètres : vitesse, temps, distance, calories, niveau, fréquence cardiaque et programme d'entraînement.
- Connectivité Bluetooth FTMS : pour connecter l'appareil à un smartphone ou à des applications d'entraînement.
- porte USB pour charger le smartphone, ...

Spécifications

- Dimensions (l x l x h) : 170 x 61,6 x 128 cm
- Poids : 88,5 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 180 kg
- Auto-alimenté, pas besoin d'alimentation secteur