

# Sonde transvaginale G4-9E - Vinno

***gymna***

Art: 568270 | Marque: [VINNO](#)



## Informations sur le produit

**Transducteur pour échographes Vinno - G4-9E broadband micro convex endocavity array.**

- Champ de vision : 136 degrés.
- Rayon convexe : 12 mm.
- Application : obstétrique, gynécologie, urologie.
- Gamme de fréquences : 3,2 - 12,5 MHz.
- Doppler à ondes (waves) pulsées, Doppler couleur, Doppler puissance, harmonique.
- Réglage pour plusieurs fréquences d'imagerie en 2D, harmonique, Doppler couleur et Doppler onde (wave).
- Guide de biopsie réutilisable disponible.