

# Gymna W-Move Onyx Chest / Back

Art: 350339 | Marque: GYMNA

**gymna**

4 990,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

**CHEST / BACK:** pour le renforcement du torse, du haut des bras et du haut du dos.

### Groupes musculaires:

- Triceps brachii
- Pectoralis major
- Biceps brachii
- Rhomboideï

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gymna W-Move est un concept d'entraînement complet composé de 9 appareils pour améliorer la force musculaire, la condition physique générale et soutenir l'entraînement de la silhouette.
- les appareils peuvent être achetés séparément, mais ils sont également parfaits pour l'entraînement en circuit.

- compact:
    - même dans les petits cabinets, il est possible d'installer un circuit complet sur 20 m<sup>2</sup>.
    - double mouvement : chaque dispositif offre une résistance dans les deux directions du mouvement - vous entraînez à la fois l'agoniste et l'antagoniste
  - facile à utiliser:
    - les cylindres hydrauliques assurent une transition douce lors de l'entraînement en résistance
    - réglable sur 6 niveaux de résistance à l'aide d'un bouton rotatif facilement accessible
    - aucun autre réglage n'est nécessaire - la conception ergonomique s'adapte à tout le monde
    - idéal pour les patients et les personnes âgées
- + compact et multifonctionnel.
- + intuitif et facile à utiliser.
- + sûr.
- ne convient pas à l'entraînement de la force à haut niveau.
- la résistance n'est pas affichée en kg.

## Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 126 x 70 x 126 cm
- Poids: 35 kg
- Châssis: noir
- Coussins: revêtement premium, couleur caramel latte