

Blackroll MultiBand - medium

gymna

Art: 577151 | Marque: [BLACKROLL](#)



Informations sur le produit

Facilité, sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent le textile BLACKROLL MULTI BAND.

FACILITÉ

- se compose de différentes boucles incorporées.
- faire des nœuds est une perte de temps.

SANS DANGER

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

HYGIÉNIQUE

- lavable à basse température.

COMFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.
- matériau doux.

POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.
- permet de réaliser des schémas de mouvements fonctionnels.
- Pour tous les groupes d'âge et niveaux de forme physique.

SPÉCIFICATIONS

- résistance : intermédiaire
- couleur : vert
- dimensions : 270 x 3 cm.

- lavable à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec
- éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.