

Tg Soft jersey tubulaire de bras M - 10 m

gymna

Art: 9222260 | Marque: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



Informations sur le produit

Un rembourrage souple qui s'adapte à toutes les morphologies.

Le bandage rembourré tg soft offre un rembourrage fiable et rapide pour les bandages de soutien de toutes tailles — il est particulièrement adapté à une fixation ciblée. Le bas en tissu éponge, doux et élastique, adhère au plâtre et permet ainsi une mise en place simple et personnalisée du bandage de plâtre. **Une matière douce pour un grand confort de port** Grâce à son utilisation simple et pratique, ce bas extrêmement extensible s'enfile très facilement et s'adapte à toutes les morphologies grâce à sa souplesse. Ce bas à mailles fines sert de rembourrage pour la partie du corps située sous le bandage de soutien et conserve sa fonction protectrice pendant toute la durée du port. Grâce à sa matière douce, il offre un grand confort de port. **Adaptable aux grands et aux petits** Le tg soft est disponible en trois tailles. Les différentes tailles conviennent aussi bien aux bras, aux avant-bras, aux jambes et aux mollets, que pour les enfants comme pour les adultes.

UTILISATIONS:

- comme rembourrage sous les plâtres et les bandages rigides
- également particulièrement adapté comme rembourrage de base pour une immobilisation ciblée

CARACTÉRISTIQUES:

- doux et très extensible
- facile à utiliser, peut être découpé sur mesure
- ne fait pas de plis et est doux pour la peau
- s'adapte à la morphologie

- adhère bien au plâtre
- très perméable à la vapeur d'eau et à l'air
- faible volume d'absorption, pour un grand confort de port
- rembourrage et protection de la peau tout en un