

Lactate Plus - lancettes de sécurité - 100 pièces

gymna

Art: 576179



Informations sur le produit

Lancettes de sécurité pour la mesure du lactate

Pour un prélèvement de sang capillaire hygiénique et fiable lors de la mesure du lactate, il est essentiel de disposer de lancettes sûres et faciles à utiliser. Les lancettes de sécurité Unistik 3 Normal sont conçues pour un usage unique et permettent une piqûre rapide et contrôlée lors du prélèvement d'un petit échantillon de sang. Elles conviennent aux prélèvements de sang **par le doigt ou le lobe de l'oreille**, comme c'est souvent le cas pour les mesures de lactate lors des tests d'effort.

Avec une **épaisseur d'aiguille de 23G** et une **profondeur de pénétration de 1,8 mm**, ces lancettes assurent un prélèvement de sang régulier et une goutte de sang suffisamment grosse pour l'analyse du lactate.

Après activation, l'aiguille se rétracte automatiquement dans le boîtier, ce qui réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille et favorise des pratiques de travail sûres.

Les lancettes sont livrées dans une boîte de **100**.