

Occlude Sphygmomanomètre restriction flux sanguin

gymna

Art: 581305 | Marque: [OCCLUDE](#)



Informations sur le produit

Sphygmomanomètre Occlude - Contrôle précis de la pression pour l'entraînement à la restriction du débit sanguin

Le **sphygmomanomètre Occlude** est un outil essentiel pour un **entraînement sûr et efficace à la restriction du flux sanguin (BFR)**. Ce système manuel de mesure de la pression permet aux physiothérapeutes, aux entraîneurs et aux spécialistes de la rééducation de réguler avec précision la pression du brassard BFR, ce qui est crucial pour obtenir des résultats d'entraînement optimaux et assurer la sécurité des patients.

Pourquoi choisir le sphygmomanomètre Occlude ?

- ? **Mesure précise de la pression** - Assure une restriction sûre et contrôlée du flux sanguin
- ? **Utilisation facile** - Pompe manuelle et manomètre facile à lire pour un réglage précis
- ? **Convient à tous les brassards Occlude BFR** - Parfaitement compatible avec toute la gamme Occlude
- ? **Durable et fiable** - Matériaux de haute qualité pour une utilisation professionnelle à long terme.