

# Leukotape P Combi Pack, incl. Fixomull

**gymna**

Art: 500379 | Marque: BSN



## Informations sur le produit

Set de Leukotape P en Fixomull Stretch.

- Le Leukotape P est un bandage hautement adhésif, poreux, très résistant et 'rigide'. Néanmoins il se 'déchire' à la main.
- Développé pour le traitement d'affections douloureuses au niveau de l'articulation fémoro-patellaire suivant la méthode de McConnel.
- En combinaison avec le Fixomull Stretch l'on obtient des bandages de délestage et/ou de redressement.