

Masque buccal chirurgical type IIR - 3 couches - élastiques oreilles - noir (50 pcs)

gymna

Art: 9141516



Informations sur le produit

Un masque buccal chirurgical couvre le nez, la bouche et le menton. Ces masques buccaux sont de type IIR. Masque buccal chirurgical

- le but principal est de **protéger les autres** de la propagation de l'air bactérien ou viral expiré par le porteur
- protéger le porteur de l'inhalation de substances nocives, virales ou de bactéries.
- convient pour un **usage médical et privé**.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- masque buccal jetable
- fabriqué en polypropylène avec 3 couches
- résistant aux éclaboussures et à l'humidité : (kPa $\geq$ 16)
- BFE (efficacité de filtration bactérienne) : 98% minimum
- boucles de fixation élastiques pour l'arrière de l'oreille
- boîte de 50 pièces

*Type IIR : efficacité de filtration bactérienne (%) ? 98% * Résistance respiratoire (Pa/cm²) < 49,0 Pa *
Résistance aux éclaboussures (kPa) ? 16,0 mm Hg Certifié CE en tant que dispositif médical et conforme à la norme ISO 14683:2019. Ces masques buccaux ont également été testés, vérifiés et approuvés par le LCH dans le cadre du Covid-19 (avril 2020).*