

FieldPower Performance - P11

gymna

Art: 585970 | Marque: [FIELDPOWER](#)



Informations sur le produit

FieldPower - La révolution de l'entraînement à la résistance fonctionnelle

Améliore la **force**, la **stabilité** et l'**explosivité** avec un seul appareil !

Le FieldPower est l'appareil d'entraînement pour les physiothérapeutes, les entraîneurs sportifs et les athlètes qui s'efforcent d'obtenir des performances maximales et une rééducation efficace. Cet appareil d'entraînement unique offre une **résistance pratiquement constante** dans toutes les directions, simulant les mouvements fonctionnels de manière optimale - **sans chocs ni pics de force**.

Grâce à la **résistance élastique rotative à 360° et réglable dans toutes les directions**, les **entraînements de force et d'assistance** peuvent être parfaitement adaptés aux besoins de chaque utilisateur, des patients en rééducation aux athlètes d'élite. Grâce à sa capacité à activer le **travail musculaire concentrique et excentrique**, l'entraînement avec le FieldPower permet d'améliorer la force musculaire, l'explosivité, l'équilibre et la maîtrise du corps.

Pourquoi choisir FieldPower ?

- Multifonctionnel - Convient aussi bien à la rééducation qu'à l'entraînement sportif (de haut niveau).
- résistance à 360° - Entraîne-toi dans n'importe quelle direction et à n'importe quel niveau.
- Liberté de mouvement maximale - Jusqu'à 11 mètres de portée !
- Résistance pratiquement constante et sûre - pas de chocs ni de pics de force.
- Portable et polyvalent - Facile à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

Avantage supplémentaire : entraînement avec deux FieldPowers

Tu souhaites élargir encore tes possibilités d'entraînement ? Alors choisis le set de 2 FieldPowers ! Cela t'ouvrira la porte à des exercices avancés tels que:

- Les sauts verticaux avec résistance, pour développer la puissance explosive.
- L'entraînement vectoriel, en courant entre deux FieldPowers pour une charge intensive vers l'avant et vers l'arrière.
- Plus de stabilité et d'équilibre, grâce à une résistance provenant de plusieurs directions simultanément.

Avec le double set, tu obtiens le maximum de ton entraînement, en offrant des possibilités infinies pour l'entraînement de la force fonctionnelle et les mouvements orientés vers le sport.

Découvre les possibilités infinies et fais passer ton entraînement au niveau supérieur avec FieldPower !

Spécifications

Tour

- Dimensions (H x L x L) : 93 x 19 x 18 cm
- Poids : 7 kg
- Matériaux : aluminium, acier inoxydable, caoutchouc, plastique

Cordes 1 et 2

- Portée maximale des cordes : **11 mètres**
- Résistance 2,5 - 10 kg par corde (20 kg en position double)
- Positionnement libre et double réglage

Base

- Dimensions : Ø78 cm x 18 cm
- Poids à vide : 6,5 kg / Poids rempli : 75 kg
- Avec poteau de fixation
- Matériaux : plastique, acier inoxydable, caoutchouc

Comprend les accessoires suivants

- 1 x veste FieldPower (M)
- 1 x ceinture 360

- 2 x sangle de cheville
- 2 x sangle de poignet
- 2 x poignée
- 2 x sangle de ceinture
- 2 x sangle de connexion / d'arrimage : pour fixer une tour FieldPower à un poteau.

