

MoVeS super loop - boucle - orange - medium - 104 ***gymna***

cm

Art: 529125 | Marque: [MOVES](#)



Informations sur le produit

La résistance des super loop MoVeS varie entre 7,5 en 40 kg. Les 'boucles' - en latex naturel - sont **extra solides** et **d'une élasticité exceptionnelle**.

- applications : stretching, renforcement de différents groupes musculaires, aussi bien en revalidation qu'en sport (fitness).

- en forme de boucle, plus de noeuds à défaire; de ce fait très durables.

- livrable en 5 résistances différentes.

- la longueur est toujours de 104 cm (circonférence 208 cm). **Couleurs des résistances à étirement maximal**

- pêche (léger) : 7,5 kg.

- orange (medium) : 15 kg.

- vert limon (fort) : 22,5 kg.

- azure (très fort) : 30 kg.

- violet (super fort) : 40 kg.