

Siège selle gymna.PRO - finition Premium - Caramel **gymna**

Latte

Art: 195833CL | Marque: **GYMNA**



Informations sur le produit

Les tabourets de Gymna s'adaptent parfaitement aux tables de traitement de Gymna. Ensemble, ils donnent une apparence professionnelle à votre cabinet.

L'ASSISE

- siège selle confortable, avec une largeur de 42 cm.
- la selle crée **un angle plus important dans les hanches et soulève le bassin vers l'avant** de sorte que la colonne vertébrale retrouve **sa forme naturelle en S**.
- inclinaison pelvienne réglable : assure **une position assise active** et une plus grande mobilité.
- recouvert du **même similicuir Premium** que les tables de massage réglables en hauteur, sans phtalates et biocompatible.
 - agréable, ne colle pas à la peau.
 - robuste, souple, couleur inaltérable.
 - retardateur de flamme, résistant au sang et à l'urine.
 - facile à nettoyer à l'aide d'une eau savonneuse (savon au pH neutre)
 - peut être désinfecté avec des produits sans alcool.
 - choix parmi 8 couleurs: votre tabouret dans la même couleur que votre table de massage.

CHASSIS

- réglable en hauteur d'env. 56 à 75 cm à l'aide d'un vérin pneumatique
- base roulante en aluminium à cinq bras, diamètre 50 cm.
- laque en poudre blanche résistant aux rayures.
- fourni avec des roulettes souples "auto-bloquantes" : le tabouret est fixé lorsqu'il n'y a pas de poids dessus, dès que vous vous asseyez, les roues se débloquent et le tabouret peut facilement rouler.

- charge maximale : 150 kg.