

Strapit Pre Tape Spray - spray adhesif - 300ml

gymna

Art: 586467



Informations sur le produit

Strapit Pre Tape Spray - kleefspray - 300ml

Strapit introduceert de Pre-Tape kleefspray – de ultieme oplossing voor kinesitherapeuten en trainers: dit product biedt uitzonderlijke hechting voor tape, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

Kenmerken:

- Volume: 300ml
- Gebruik: voor het aanbrengen van tape in klinische en sportieve omgevingen
- Ideaal voor: algemene omstandigheden, vochtige omgevingen en overmatig zweten

Gebruik:

- Spuit de spray in kleine hoeveelheden op het gewenste gebied
- Wacht 20-30 seconden totdat het droog is
- Breng vervolgens de tape aan