

Pantalon compression Carepump - 6 chambres

gymna

Art: 119220



Informations sur le produit

Compressiebroek voor CarePump Lite6 – Comfortabele druk voor benen en heupen

De compressiebroek van de CarePump Lite6 is ontworpen om een comfortabele, aanpasbare drukmassage te bieden over de benen, dijen, billen en heupen. Ze kan eenvoudig worden aangesloten op het CarePump Lite6 toestel en is direct gebruiksklaar dankzij de meegeleverde luchtslangen en dubbele splitter (150cm).

Belangrijkste kenmerken:

- Ritssluiting over de volledige lengte: eenvoudig aan- en uit te trekken
- Stevige, duurzame luchtslangen: betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- Hoogwaardig materiaal: makkelijk schoon te maken en langdurig in gebruik
- Universele maat: past zich na het opblazen optimaal aan de lichaamsvorm aan
- Compatibel met CarePump Lite6: snel en eenvoudig te integreren in bestaande behandel- of trainingssessies

Dankzij het slimme ontwerp en de flexibele pasvorm kunnen gebruikers de compressiebroek comfortabel dragen tijdens zitten of liggen, voor een stabiele en aangename ervaring.