

# Toorx Professional poulie simple

***gymna***

Art: 576585



## Informations sur le produit

Le Toorx Professional CSX-2000 est une poulie simple compacte et polyvalente, conçue pour un entraînement de musculation ciblé dans des environnements professionnels comme les cabinets de kinésithérapie, les centres de rééducation et les salles de sport. Grâce à sa construction robuste et à son système de poulie de haute qualité, cet appareil offre une excellente solution pour des entraînements intensifs et sûrs.

La pile de poids est entièrement protégée par une cage de sécurité, tandis que le système de poulie monté sur roulements à billes garantit un mouvement fluide et précis sur toute l'amplitude du mouvement.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Système de pouliothérapie à roulements à billes pour un mouvement fluide et précis.
- Câbles en acier tressé avec revêtement en polyuréthane, résistance à la rupture jusqu'à 2 000 kg.
- Pile de poids standard de 70 kg, par paliers de 5 kg.
- Rapport de transmission : 1:1 ou 1:2.
- Équipé de série de 2 poignées, d'une corde pour triceps et d'une barre droite pour triceps.
- Châssis robuste en tubes d'acier ovales, plats et épais (50 x 100 mm, épaisseur de paroi 2,5 mm)
- Pile de poids entièrement protégée par une cage de sécurité.
- Double revêtement par poudrage, résistant aux rayures.

## Spécifications

- Dimensions (L x P x H) : 96 x 100 x 226 cm
- Poids : 154 kg
- Jeu de poids : 70 kg (14 x 5 kg)
- Couleur : noir