


Bandage de bras Push Sports

gymna

Art: 247100 | Marque: **PUSH SPORTS**



Informations sur le produit

Le Bandage de Coude Push Sports est la solution idéale en cas de douleurs consécutives à la pratique du tennis ou du golf. En cas de surmenage soudain, l'extrémité des tendons des muscles de l'avant-bras est fatiguée et douloureuse au niveau du coude. Le bandage de coude exerce une pression sur les muscles spécifiques des avant-bras au moyen d'une pelote, détendant ainsi le tendon qui relie ces muscles au coude. La pression se crée progressivement grâce au matériau flexible de la pelote et à une petite partie élastique de la bande, diminuant la douleur et permettant de pratiquer le sport avec une sensation de sécurité. **INDICATIONS**

- En cas de tennis elbow (épicondylite latérale) : blessure par surmenage des extenseurs du poignet au niveau de l'extrémité à l'extérieur du coude
 - En cas de tendinite du golfeur (épicondylite médiale) : blessure par surmenage des fléchisseurs du poignet au niveau de l'extrémité à l'extérieur du coude
-
- + Offre la possibilité de régler confortablement la pression de manière individuelle
 - + Soulage l'extrémité irritée et surchargée du tendon
 - + Maintien en place optimal à tout moment de l'utilisation
 - + Facile à mettre