Veroval thermomètre infrarouge 2 en 1

Art: 9081120 | Marque: HARTMANN





Informations sur le produit

Le thermomètre Veroval permet de prendre la **température facilement et rapidement**, soit dans l' **oreille soit** au niveau du **front. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :**

- 2 méthodes de prise de température (oreille et front)
- Grande précision de la température
- Prise de température rapide : 1 seconde à peine
- Prise de température hygiénique : embouts de protection à usage unique.

OPTIONS:

• 20 embouts de protection à usage unique.

CONTENU:

- Veroval thermomètre infrarouge 2 en 1
- 10 embouts de protection à usage unique
- Manuel d'utilisation.