

Rosidal K - 6 cm x 5 m

gymna

Art: 577211 | Marque: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



Informations sur le produit

Bandes élastiques à extensibilité courte: allongement de +/- 90% en longueur

- Bandage fort compressif
- Indications:
 - Pour le traitement des affections des systèmes veineux et lymphatiques comme: oedèmes aigus et chroniques, varices, oedèmes postopératoires et post-traumatiques, affections dermatologiques comme sclérose,...
 - Bandage de maintien dans la traumatologie et médecine de sport: prophylaxie et traitement des contusions, distorsions, ...
 - Immobilisation des parties du corps
 - Fixation des autres bandages
 - Perméable à l'air
 - 100% coton, lavable dans la machine jusqu'à 95°C (60°C est recommandé), stérilisable à la vapeur d'eau (121°C)
 - Laisser sécher sur une surface plate, pas repasser
 - Réutilisable: +/- 50 fois lavable (+/- 6 mois à 1 an)
 - Disponible en différentes largeurs, longueur est 5 m en état étendu.
 - Couleur chair