

canaux

Art: 579810 | Marque: COMPEX



Informations sur le produit

Le COMPEX FIT Fit 5.0 est un **stimulateur musculaire sans fil** conçu pour les personnes pratiquant une activité physique régulière. Il favorise le développement musculaire, le modelage du corps et la relaxation.

Le Compex Fit 5.0 est équipé de **2 canaux de stimulation** qui communiquent sans fil avec les modules de stimulation.

Ces modules de stimulation sont fixés à la peau par des électrodes autocollantes, ce qui permet de **bouger librement**. Il est ainsi parfaitement possible d'augmenter l'effet de l'entraînement pendant le programme de stimulation par le biais d'exercices actifs et ciblés.

L'utilisation est extrêmement **intuitive**, avec des illustrations indiquant où placer les électrodes.

L'appareil est donc facile à installer pour les utilisateurs n'ayant pas de formation médicale.

30 programmes :

- 14 fitness
- 4 récupération/massage
- 2 revalidation
- 10 anti-douleur

Le Compex Fit 5.0 est également doté de la **technologie brevetée Muscle Intelligence** :

- **Mi-Scan**: scanne le muscle et ajuste automatiquement les paramètres du stimulateur en fonction de la physiologie du muscle.
- **Mi-Range**: indique le niveau optimal de stimulation musculaire pour l'utilisation des programmes de récupération et de massage.

Spécifications

Contenu:

- 1 télécommande (14,6 x 34,2 x 29,8 cm)
- 2 modules de stimulation, sans fil
- station de charge et chargeur
- 2 électrodes snap 5 x 10 cm - double snaps
- 4 électrodes snap 5 x 10 cm - simple snap
- 4 électrodes snap 5 x 5 cm - simple snap
- housse de transport
- câble USB
- manuel d'utilisation