

TORK gel désinfectant 80% recharge - S1 - 1 l

gymna

Art: 1812206



Informations sur le produit

Recharge de gel transparent Tork pour la décontamination et la désinfection des mains. Produit de qualité pour une hygiène des mains hautement efficace.

- recharge pour distributeur TORK S1 (art. 1808206).
- gel hydro alcoolique pour un usage fréquent.
- assainit et désinfecte les mains rapidement.
- hydrate la peau.
- se répartit facilement, sans laisser de résidus collants.
- le flacon hermétique - avec doseur - élimine tout risque de contamination croisée lors de la recharge.
- le flacon se plie après utilisation afin de réduire le volume de déchets.
- contenu : 1 litre, usage économique
- sans parfum
- sans colorants
- qualité premium

Comment désinfecter les mains ?

- nettoyer et sécher les mains avant l'utilisation.
- appliquer 1 ou 2 doses de gel désinfectant sur les mains.
- étendre (frotter) le gel sur la totalité des mains afin d'obtenir un effet hygiénique efficace.
 - frotter jusqu'à ce que les mains soient à nouveau sèches.
 - le gel ne doit pas être rincé.

Ingrédients

- 80 % (p/p) éthanol dénaturé.
- Alcool Denat.

- Aqua.
- Panthénol.
- Glycérine.
- Acétyl alcool.
- Propylène Glycol.
- Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymère.
- Aminomethylpropano.

Conforme aux normes EN1500, EN 12791 et EN14476* (*Norovirus et Antirovirus).