

# Colpac standard - 36 x 28 cm

***gymna***

Art: 114421



## Informations sur le produit

Un **Cold pack** est destiné à une utilisation professionnelle intensive.

- Compresse froide réutilisable, très solide, pratique, hermétique, remplie de gel de silicone.
- Reste souple, afin de pouvoir être totalement façonnée sur la peau et de garantir ainsi un contact optimal avec la peau.
- Vous la maintenez à température d'utilisation dans un congélateur domestique (max. jusqu'à -18 °C).

### CONTRE-INDICATIONS FROID

- maladies cardiovasculaires - hypersensibilité au froid - syndrome de Raynaud - les troubles circulatoires artériels - le diabète mellitus.

ATTENTION en cas d'orthostase ou d'hypotension orthostatique.