

Blackroll Air Lounger 2.0 - chaise longue gonflable ***gymna***

Art: 575503



Informations sur le produit

De Blackroll AIR LOUNGER 2.0 – het luchtbed dat herstel eenvoudig maakt, zowel binnen als buiten.

Speciaal ontworpen voor het gebruik van de BLACKROLL COMPRESSION BOOTS, biedt de AIR LOUNGER 2.0 een verbeterd ergonomisch ontwerp, verhoogd comfort en ultieme draagbaarheid. Of u nu thuis, in uw praktijk of in de studio bent, dit vernieuwde luchtbed biedt een stabiel en comfortabel oppervlak voor uw herstelroutine – nu nog functioneler en gemakkelijker mee te nemen dan ooit.

Waarom kiezen voor de AIR LOUNGER 2.0?

- Ergonomisch ontwerp: De verhoogde heup- en beenpositie is perfect voor het gebruik van de COMPRESSION BOOTS, zodat u het meeste uit uw herstelbehandeling haalt.
- Verhoogd comfort: Het nieuwe, zachtere materiaal zorgt voor extra comfort en een luxe gevoel tijdens uw herstel.
- Eenvoudig op te blazen en leeg te laten lopen: Dankzij de nieuwe luchtpomp kunt u de AIR LOUNGER 2.0 snel opblazen en leeg laten lopen met slechts één druk op de knop.
- Veilige bevestigingsmogelijkheid: Voor extra stabiliteit kunt u de AIR LOUNGER 2.0 stevig op de vloer bevestigen.
- Milieuvriendelijke transporttas: De tas is gemaakt van gerecycled materiaal, zodat u het luchtbed eenvoudig en duurzaam kunt vervoeren.
- Kleurgecoördineerde lusband: Voor extra functionaliteit bij het gebruik van de AIR LOUNGER.

Materiaal:

- Kern: 100% Pongee PVC – licht, duurzaam en waterbestendig
- Luchtpomp: 100% ABS – robuust en eenvoudig in gebruik
- Kleur: Zwart, een stijlvolle keuze die overal past.

Of u nu herstelbehandelingen aanbiedt of zelf wilt profiteren van de voordelen van effectief herstel – de AIR LOUNGER 2.0 biedt de mobiliteit en ondersteuning die u nodig heeft, waar u zich ook bevindt.