

Toorx Professional Leg curl

gymna

Art: 581412 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Leg Curl** est un appareil de musculation pour l'entraînement isolé des ischio-jambiers. Son design, son encombrement compact et sa facilité d'utilisation font de cet appareil un outil parfait pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinésithérapie et les studios de PT.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **mouvement isolé:** flexion des jambes en position assise.
- **options de réglage:** fixation des cuisses/poignées en 5 positions, dossier avant-arrière en 8 positions, rouleaux pour les jambes en 4 positions et levier en 7 niveaux.
- **conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces.
- **construction robuste:** cadre en tubes ovales (50 × 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm avec double revêtement en poudre.
- **pile de poids:** poids en acier de 90 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg
- **rembourrage confortable:** mousse haute densité avec rembourrage en PU, forme anatomique
- **Normes de sécurité:** conforme à EN20957-1 / EN957-2 classe S

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 171,6 x 121,1 x 160,2 cm
- Poids : 236 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Pile de poids : 90 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg