

Toorx Bâton de rééducation - bois - 160 cm

gymna

Art: 581665 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

De **Toorx revalidatiestok** is een degelijk en natuurlijk afgewerkt hulpmiddel dat vaak gebruikt wordt binnen de revalidatie. Met een lengte van 160 cm en een diameter van 25 mm biedt deze houten stok een comfortabele grip en de nodige stabiliteit voor diverse begeleide of zelfstandige bewegingsoefeningen.

Dit soort oefenstok is bijzonder geschikt bij het herstellen van schoudermobiliteit of armfunctie. Zo kan de “goede” arm bijvoorbeeld de “beperkte” arm begeleiden bij het uitvoeren van bewegingen boven het hoofd, wat hem erg nuttig maakt in postoperatieve of neurologische revalidatie.

De stok is vervaardigd uit hoogwaardig esdoornhout en afgewerkt met een non-toxische bijenwaslaag. Dit zorgt voor een aangename, veilige grip en een warme, natuurlijke uitstraling.