

Tabouret gymna.PRO - finition Classique -

gymna

Burgundy

Art: 195800BUR | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

Les tabourets de Gymna s'adaptent parfaitement aux tables de traitement de Gymna. Ensemble, ils donnent une apparence professionnelle à votre cabinet.

L'ASSISE

- coussin rond et confortable, d'un diamètre de 35 cm.
- recouvert du **même similicuir Classique** que les tables de massage réglables en hauteur, sans phtalates et biocompatible.
 - agréable, ne colle pas à la peau.
 - robuste, souple, couleur inaltérable.
 - retardateur de flamme, résistant au sang et à l'urine.
 - facile à nettoyer à l'aide d'une eau savonneuse (savon au pH neutre)
 - peut être désinfecté avec des produits sans alcool.
 - choix parmi 15 couleurs: votre tabouret dans la même couleur que votre table de massage.

CHASSIS

- réglage unique de la hauteur : levier à 360° pour un accès facile.
- réglable en hauteur d'env. 54 à 73 cm à l'aide d'un vérin pneumatique
- base roulante en aluminium à cinq bras, diamètre 50 cm.
- laque en poudre blanche résistant aux rayures.
- fourni avec des roulettes souples "auto-bloquantes" : le tabouret est fixé lorsqu'il n'y a pas de poids dessus, dès que vous vous asseyez, les roues se débloquent et le tabouret peut facilement rouler.
- charge maximale : 150 kg.