

Clinell lingettes désinfectantes surfaces médicales - ***gymna***

avec alcool - lingettes (150 pc)

Art: 9200191 | Marque: [CLINELL](#)



Informations sur le produit

Les **lingettes alcoolisées Clinell** sont des **lingettes désinfectantes** à séchage rapide qui ne laissent ni résidus, ni traces, ni taches.

AVANTAGES:

- Lingettes durables de qualité pharmaceutique contenant 70% d'alcool isopropylique.
- Les lingettes Clinell ont une efficacité prouvée **contre les bactéries et les virus**.
- Les lingettes sont retirées de l'emballage une par une, de sorte que la partie supérieure de **la lingette suivante ne sèche pas**. Il n'y a donc pas de risque de contamination par des lingettes sèches contaminées.
- Les lingettes alcoolisées Clinell contiennent une toile d'araignée non tissée de 25 g/m², **plus humide et plus épaisse** que les lingettes alcoolisées concurrentes, ce qui permet de désinfecter une plus grande surface avec moins de lingettes et d'économiser du temps et de l'argent.
-

Convient aux surfaces telles que le verre, l'acier inoxydable et les écrans.

EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE :

- Il est prouvé qu'elle tue au moins 99,999 % des germes.
- Inclut MRSA, E. coli, Pseudomonas, Enterococcus, Candida et Aspergillus selon EN1276, EN13727, EN14561, EN13624 & EN14562
- Pour **la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs** tels que :
 - Sondes à ultrasons
 - Appareils de mesure de la saturation en oxygène
 - Sondes Doppler
 - Stéthoscopes
 - Équipement ECG
 - Tensiomètres
 - Brassards de pression artérielle
 - Équipement de radiologie
 - Incubateurs
 - Écrans
- N'est **PAS prévu** pour la désinfection des tables de traitement Gymna et Ritter !