Airex Balance Pad Elite - 48 x 40 x 6 cm - bleu



Art: 325534 | Marque: AIREX



Informations sur le produit

Airex Balance Pad Mini Duo Elite est le coussin d'équilibre standard pour chaque kinésithérapeute.

LA GAMME AIREX BALANCE PAD

- Airex Balance Pad SOLID : le plus facile à pratiquer, car le plus dur et le plus dense ; idéal pour la phase de rééducation aiguë (art. 325536).
- Airex Balance Pad ELITE : instabilité moyenne.
- Airex Balance Pad CLOUD: le plus instable, le plus haut niveau de difficulté (art. 325537).

MATÉRIAU AIREX DE QUALITÉ

- matériau durable en mousse emprisonnant des millions de bulles d'air, lesquelles assurent un déséquilibre continu lorsque l'on se tient sur le coussin d'équilibre considéré.
- structure à cellules fermées :
 - imperméable à l'eau.
 - lavable à l'eau (savonneuse).
 - très hygiénique grâce à un revêtement de surface antimicrobien (qui rend toute désinfection superflue).
- structure gaufrée offrant une surface antidérapante sur le dessus et le dessous.
- usage sans chaussures garantissant une durabilité accrue du Balance Pad.

MULTIFONCTIONNEL EN KINÉSITHÉRAPIE

- idéal pour toutes les phases de la rééducation et de l'entraînement fonctionnel en raison de son instabilité moyenne.
 - entraînement à la proprioception, à la stabilité, à la flexibilité, à la coordination et à la force.

- stimulation sensorielle.
- difficulté supplémentaire lors de l'exécution d'exercices fonctionnels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AIREX BALANCE PAD ELITE

• dimensions (L x l x h) : 48 x 40 x 6 cm.

poids: 0,7 kg/pièce environ.couleur: lave, kiwi ou bleu.