

# Kleenex tissus - 2 couches - 20,6 x 20 cm (100 pcs) **gymna**

Art: 9725283 | Marque: [KLEENEX](#)



## Informations sur le produit

### Mouchoirs Kleenex - Doux, hygiéniques et professionnels

Les mouchoirs Kleenex offrent une solution douce et hygiénique à utiliser dans tout cabinet (para)médical ou salle d'attente. Fabriqués à partir de 100 % de fibres certifiées FSC, ces **mouchoirs à 2 plis** sont agréables au toucher - idéal pour les patients, les visiteurs et le personnel soignant.

Chaque boîte contient **100 mouchoirs mesurant 20 x 20,6 cm** et est élégamment conçue pour s'adapter parfaitement aux bureaux, aux comptoirs ou aux salles de consultation. Un choix pratique et hygiénique pour collecter et éliminer les bactéries en toute sécurité.

- Contenu par boîte : 100 mouchoirs
- Dimensions des mouchoirs : 20 x 20,6 cm
- Matériau : 2 couches, certifié FSC
- Vendu à l'unité - boîte de 24 mouchoirs
- 1 boîte=100 mouchoirs (2 plis)