Nohrd Slimbeam appareil de pouliethérapie - chêne **Gymna**

Art: 566302 | Marque: NOHRD



Informations sur le produit

Les appareils d'entraînement du concept 'Wooden fitness & therapy' trouvent leur source dans les pays scandinaves. Les matériaux naturels et durables (le bois et l'eau) donnent immédiatement une atmosphère chaleureuse à votre salle d'entraînement. Allié à un design épuré, pour un ensemble des plus séduisants. Ces matériaux font de votre salle d'entraînement un 'endroit incontournable'. 'Wooden fitness & therapy' propose des approches originales pour l'entraînement : des idées innovantes qui révolutionnent l'entraînement et la thérapie. La NOHRD Slimbeam est une poulie explosive qui accorde également de l'importance au design : une silhouette en bois moderne. La Slimbeam a été couronnée d'un German Design Award 2016. Nous disons : à juste titre ! CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- la résistance a une transmission de 3:1.
- fournie par défaut avec une barre pull-up et 2 poignées en corde pour triceps (d'autres poignées optionnelles sont disponibles).
 - la barre pull-up est réglable en hauteur.
 - elle peut servir de point d'appui lors des exercices difficiles.
 - elle se transforme en potence avancée grâce au set d'extension Latissimus (option).
- se fixe contre un mur (dur).
 - fixation optionnelle au plafond ou autonome sur un pied.
- plaques de poids : 15 x 5 kg.
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg.
- livrable dans le couleurs chêne ou noyer.