

Ergofit Vector Abdominal Flexion MED - anthracite ***gymna***

Art: 512351 | Marque: **ERGOFIT**



Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Abdominal Flexion est un appareil destiné à renforcer les muscles abdominaux. Les principaux groupes musculaires concernés sont le M. rectus abdominis, le M. obliquus internus abdominis et le M. obliquus externus abdominis.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace restreint
- facilité d'utilisation
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard
 - avec limiteur de ROM
 - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
 - écran tactile couleur
 - indique la position de début et de fin de l'exercice
 - feedback en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
 - lecteur de carte à puce (RFID)
 - compatible avec le logiciel du système Vitality

OPTIONS

- châssis
 - cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
 - cadre noir avec blindage noir des poids

- couleurs du rembourrage
 - noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
 - anthracite (charcoal)
 - cactus (vert)
 - sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
 - cerise (rouge)
 - smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
 - rouge
 - vert
 - bleu
 - blanc

Spécifications

- dimensions (L x l x h) : 130 x 105 x 155 cm
- poids : 7,5 kg - 95 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 7,5 kg
- poids total de la machine : 281 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical de classe I selon MDR 2017/745