

# Gaitkeeper Mini Tapis roulant de rééducation 2ième **gymna** génération, incl. appui main - 21 inch

Art: 563082 | Marque: [LITEGAIT](#)



## Informations sur le produit

GAITKEEPER MINI Tapis de course 'portable' révolutionnaire pour la revalidation de la marche.

- Equipé de roues: peut être amené dans la chambre de votre patient/client.
- a besoin d'une surface au sol d'un peu plus d'un demi m<sup>2</sup>.
- facile à utiliser en combinaison avec
  - des barres parallèles.
  - chaque type de LiteGait (charge partiel du poids).
- parfaitement utilisable dans un cabinet, en hôpital ou en maison de repos.
- le repose-main est fourni de manière standard.

## CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- petit mais puissant tapis de course.
  - pour utilisation pédiatrique.
  - pour adultes jusqu'à 155 kg.
- vitesse constante, réglable de 0,2 -5 km/h.
- contrôle: télécommande avec câble.
  - affichage de la vitesse, de la distance et du temps.
- surface de course (L x l): 102 x 53 cm.
- hauteur du pas: env. 15 cm.
- MDD.